

▶ 随着经济的发展，人口的增加，不少地区水源短缺，有的城市饮用水水源污染严重，居民生活饮用水安全受到威胁。1985年发布的《生活饮用水卫生标准》（GB5749—85）已不能满足保障人民群众健康的需要。为此，卫生部和国家标准化管理委员会对原有标准进行了修订，联合发布新的强制性国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。2007年7月1日，正式实施。



▶ 新标准具有以下三个特点：一是加强了对水质有机物、微生物和水质消毒等方面的要求。新标准中的饮用水水质指标由原标准的35项增至106项，增加了71项。其中，微生物指标由2项增至6项；饮用水消毒剂指标由1项增至4项；毒理指标中无机化合物由10项增至21项；毒理指标中有机化合物由5项增至53项；感官性状和一般理化指标由15项增至20项；放射性指标仍为2项。二是统一了城镇和农村饮用水卫生标准。三是实现饮用水标准与国际接轨。新标准水质项目和指标值的选择，充分考虑了我国实际情况，并参考了世界卫生组织的《饮用水水质准则》，参考了欧盟、美国、俄罗斯和日本等国饮用水标准。

▶ 根据卫生部和国家标准化管理委员会的推荐，百灵威针对GB5749—2006标准中各项物质专门定制多种不同组份混标，并在国内储备充足现货，以满足客户的检测要求。百灵威专业定制的混标，由于其针对性强、价格低廉、质量稳定、具有溯源性，已成为各大检测机构首选专用标样。除以下常用标样外，百灵威还可提供四万种各类标准品、超过三十万种各类超纯化学试剂及其他特殊产品定制服务，欢迎致电或邮件订购，百灵威必定竭尽所能为您提供服务。

▶ 百灵威在美国的标样工厂AccuStandard 经过NIST、NVLAP 和EPA 认证的专业标样供应商。其产品经过ISO 9001:2000、ISO 17025:1999 质量认证，为美国EPA、ASTM、NIST 生产各类标样27000 多种，产品系列涉及农药、石化、环境、食品、无机、烟草等多个领域。订购标样附带质检报告、材料安全数据卡。

混标

产品编号：M-502-REG（EPA502方法）
 组分数量：27种
 溶 剂：0.2 mg/mL in MeOH（甲醇）
 产品名称：VOC Mixture（有机挥发物定制混标）
 储存条件：Refrig（0-5° C）
 包 装：1 mL
 目录价格：¥632

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	75-35-4	1,1-Dichloroethylene	1,1-二氯乙烯	200
2	71-55-6	1,1,1-Trichloroethane	1,1,1-三氯乙烷	200
3	79-00-5*	1,1,2-Trichloroethane	1,1,2-三氯乙烷	200
4	95-50-1	1,2-Dichlorobenzene	邻二氯苯	200

5	107-06-2	1,2-Dichloroethane	1,2-二氯乙烷	200
6	78-87-5*	1,2-Dichloropropane	1,2-二氯丙烷	200
7	120-82-1	1,2,4-Trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯	200
8	106-46-7	1,4-Dichlorobenzene	1,4-二氯苯	200
9	71-43-2	Benzene	苯	200
10	75-27-4	Bromodichloromethane	一溴二氯甲烷	200
11	75-25-2	Bromoform	三溴甲烷	200
12	56-23-5*	Carbon tetrachloride	四氯化碳	200
13	108-90-7	Chlorobenzene	氯苯	200
14	67-66-3	Chloroform	三氯甲烷	200
15	156-59-2	cis-1,2-Dichloroethylene	顺-1,2-二氯乙烯	200
16	124-48-1	Dibromochloromethane	一氯二溴甲烷	200
17	75-09-2	Dichloromethane	二氯甲烷	200
18	100-41-4	Ethylbenzene	乙基苯	200
19	108-38-3	m-Xylene	间二甲苯	200
20	95-47-6	o-Xylene	邻二甲苯	200
21	106-42-3	p-Xylene	对二甲苯	200
22	100-42-5	Styrene	苯乙烯	200
23	127-18-4	Tetrachloroethylene	四氯乙烯	200
24	108-88-3	Toluene	甲苯	200
25	156-60-5	trans-1,2-Dichloroethylene	反-1,2-二氯乙烯	200
26	79-01-6	Trichloroethylene	三氯乙烯	200
27	75-01-4	Vinyl chloride	氯乙烯	200

百灵威推荐内标物：氟苯；替代物：4-溴氟苯

产品编号：M-502-60

组分数目：3种

溶 剂：0.2 mg/mL in MeOH（甲醇）

产品名称：邻、间、对二甲苯混标

包 装：1 mL

目录价格：¥140

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	95-47-6	o-Xylene	邻二甲苯	200
2	108-38-3	m-Xylene	间二甲苯	200
3	106-42-3	p-Xylene	对二甲苯	200

产品编号: M-525-REG-ASL (EPA525方法)

组分数量: 6种

溶剂: Varied conc. in Acetone (丙酮)

产品名称: 半挥发物混标

包装: 1 mL

目录价格: ¥491

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	87-86-5	Pentachlorophenol	五氯酚	2.0
2	118-74-1	Hexachlorobenzene	六氯苯	0.5
3	117-81-7	bis(2-Ethylhexyl)phthalate	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	0.5
4	50-32-8	Benzo(a)pyrene	苯并(a)芘	0.5
5	103-23-1*	bis(2-Ethylhexyl)adipate	己二酸二异辛酯	0.5
6	77-47-4*	Hexachlorocyclopentadiene	全氯环戊二烯	0.5

产品编号: M-552.1A (EPA552方法)

组分数量: 7种

溶剂: Varied conc. in MeOH (甲醇)

产品名称: Method 552.1 - Underivatized Analytes (卤乙酸混标)

储存条件: Freeze (<-10° C)

包装: 1 mL

目录价格: ¥632

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	79-43-6	Dichloroacetic acid	二氯乙酸	0.3
2	76-03-9	Trichloroacetic acid	三氯乙酸	0.2
3	5589-96-8*	Bromochloroacetic acid	溴氯代乙酸	0.2
4	79-11-8*	Chloroacetic acid	氯乙酸	0.3
5	75-99-0*	Dalapon acid	2,2-二氯丙酸	0.2
6	631-64-1*	Dibromoacetic acid	二溴乙酸	0.1
7	79-08-3*	Bromoacetic acid	溴乙酸	0.1

百灵威推荐内标物: 1, 2, 3-三氯丙烷; 替代物: 2, 3-二溴丙酸/2-溴丙酸

产品编号: ISO6468-BENZ (ISO6468方法)
 组分数目: 9种
 溶 剂: 10 µg/mL in n-Hexane (正己烷)
 产品名称: 氯苯类混标
 包 装: 1 mL
 目录价格: ¥421

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	118-74-1	Hexachlorobenzene	六氯苯	10
2	108-70-3	1,3,5-Trichlorobenzene	1,3,5-三氯苯	10
3	87-61-6	1,2,3-Trichlorobenzene	1,2,3-三氯苯	10
4	634-66-2*	1,2,3,4-Tetrachlorobenzene	1,2,3,4-四氯苯	10
5	634-90-2*	1,2,3,5-Tetrachlorobenzene	1,2,3,5-四氯苯	10
6	120-82-1*	1,2,4-Trichlorobenzene	1,2,4-三氯苯	10
7	95-94-3*	1,2,4,5-Tetrachlorobenzene	1,2,4,5-四氯苯	10
8	608-93-5*	Pentachlorobenzene	五氯苯	10
9	82-68-8*	Pentachloronitrobenzene	五氯硝基苯	10

产品编号: AE-00020
 组分数目: 19种
 溶 剂: 10.0 µg/mL in Toluene (甲苯)
 产品名称: Pesticide Mix 11 (有机氯农药混标)
 储存条件: Refrig (0-5° C)
 包 装: 1 mL
 目录价格: ¥1123

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	76-44-8	Heptachlor	七氯	10
2	319-84-6	a-BHC	ALPHA-六六六	10
3	319-85-7	b-BHC	BETA-六六六	10
4	319-86-8	d-BHC	DELTA-六六六	10
5	118-74-1	Hexachlorobenzene	六氯苯	10
6	58-89-9	g-BHC	GAMMA-六六六 (林丹)	10
7	789-02-6	o,p'-DDT	O,P'-滴滴涕	10
8	50-29-3	p,p'-DDT	P,P'-滴滴涕	10
9	3424-82-6	o,p'-DDE	2,4'-滴滴伊	10

10	72-54-8	p,p'-DDD	4,4'-滴滴滴	10
11	72-55-9	p,p'-DDE	4,4'-滴滴伊	10
12	117-18-0*	2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene	2,3,5,6-四氯硝基苯	10
13	309-00-2*	Aldrin	艾氏剂	10
14	72-20-8*	Endrin	异狄氏剂	10
15	28044-83-9*	Heptachlor epoxide (isomer A)	环氧七氯	10
16	1024-57-3*	Heptachlor epoxide (isomer B)	环氧七氯B	10
17	53-19-0*	o,p'-DDD	米托坦	10
18	1698-60-8*	Pyrazon	氯草敏	10
19	961-11-5*	Tetrachlorvinphos	杀虫畏	10

产品编号: AE-00055

组分数目: 4种

溶 剂: 10 µg/mL in Cyclohexane (环己烷)

产品名称: Pesticide Mix 25

包 装: 1 mL

目录价格: ¥281

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	319-84-6	a-BHC	ALPHA-六六六	10
2	319-85-7	b-BHC	BETA-六六六	10
3	319-86-8	d-BHC	DELTA-六六六	10
4	58-89-9	g-BHC	GAMMA-六六六 (林丹)	10

产品编号: M-531-REG-ASL

组分数目: 2种

溶 剂: 100 µg/mL in MeOH (甲醇)

产品名称: Carbamate Pesticide Mix

储存条件: Refrig (0-5° C)

包 装: 1 mL

目录价格: ¥351

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	1563-66-2	Carbofuran	呋喃丹	100
2	23135-22-0*	Oxamyl	杀线威	100

产品编号: S-18041-5
 组分数目: 7种
 溶剂: 100 µg/mL in Methanol (甲醇)
 产品名称: Custom OP Pesticide Standard 5 (有机磷混标)
 储存条件: Freeze (<-10° C)
 包装: 1 mL
 目录价格: ¥1500

编号	CAS	英文名称	中文名称	浓度(ppm)
1	56-38-2	Parathion	对硫磷	100
2	298-00-0	Methyl Parathion	甲基对硫磷	100
3	121-75-5	Malathion	马拉硫磷	100
4	60-51-5	Dimethoate	乐果	100
5	62-73-7	Dichlorvos	敌敌畏	100
6	52-68-6*	Trichlorfon	敌百虫	100
7	8065-48-3*	Demeton (mixed isomers)	内吸磷	100

温馨提示: 更多混合标液以及内标物, 替代物等, 欢迎致电400-666-7788垂询! *表示混标中此组份未被国标收录。

单标

CAS	产品名称	产品编号	浓度(ppm)	包装	目录价格
7440-36-0	铊	AA02N-1	1000 ppm in HNO3	100mL	¥183
7440-39-3	钡	AA04N-1	1000 ppm in HNO3	100mL	¥169
7440-41-7	铍	AA05N-1	1000 ppm in HNO3	100mL	¥267
7440-42-8	硼	AA07W-1	1000 ppm in H2O	100mL	¥183
7439-98-7	钼	AA35W-1	1000 ppm in Water (tr. NH4OH)	100mL	¥183
7440-02-0	镍	AA37N-1	1000 ppm in HNO3	100mL	¥169
7440-22-4	银	AA53N-1	1000 ppm in HNO3	100mL	¥225
7440-28-0	铊	单标无法进口, 可代订国标			
1957-12-5	氰化物标准液	WC-CN-10X-1	1000 µg/mL in 2% Sodium Hydroxide:Water	100mL	¥632
124-48-1	一氯二溴甲烷	M-502-17	96.9%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
75-27-4	二氯一溴甲烷	M-502-04	96.5%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
79-43-6	二氯乙酸	M-552A-3	99%__1.0 mg/mL in MtBE	1mL	¥211

107-06-2	1, 2-二氯乙烷	M-502-26	99%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 141
75-09-2	二氯甲烷	M-502-39	99.1%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 141
67-66-3	三氯甲烷	单标无法进口, 提供含该组分混标			
71-55-6	1, 1, 1-三氯乙烷	M-502-49-10X	99.4%__2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 197
76-03-9	三氯乙酸	M-552A-4	99%__1.0 mg/mL in MtBE	1mL	¥ 211
302-17-0	三氯乙醛 (水合)	M-551B-2	99%__5.0 mg/mL in Acetone	1mL	¥ 211
88-06-2	2, 4, 6-三氯酚	M-552A-7	98.3%__1.0 mg/mL in MtBE	1mL	¥ 211
75-25-2	三溴甲烷	M-502-05	99%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 141
76-44-8	七氯	单标无法进口, 提供含该组分混标			
121-75-5	马拉硫磷	单标无法进口, 提供含该组分混标			
87-86-5	五氯酚	12-F64JS	100ug/ml in Methanol	1mL	¥ 291
319-84-6	ALPHA-六六六	P-010S	98.1%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 309
319-85-7	BETA-六六六	P-011S	100%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 309
319-86-8	DELTA-六六六	P-012S	95.5%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥ 560
118-74-1	六氯苯	APP-9-112	98.9%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥ 169
60-51-5	乐果	M-8141-01	98.2%__1.0 mg/mL in Hexane:Acetone (9:1)	1mL	¥ 281
56-38-2	对硫磷	单标无法进口, 提供含该组分混标			
25057-89-0	灭草松	P-177S-A-10X	95.6%__1.0 mg/mL in Acetone	1mL	¥ 337
298-00-0	甲基对硫磷	单标无法进口, 提供含该组分混标			
1897-45-6	百菌清	P-222S	97.7%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 169
1563-66-2	呋喃丹	单标无法进口, 提供含该组分混标			
58-89-9	GAMMA-六六六 (林丹)	P-059S	99%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 169
2921-88-2	毒死蜱	P-094S	98%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 169
1071-83-6	草甘膦	P-015S-W	97%__100 ug/mL in H2O	1mL	¥ 169
62-73-7	敌敌畏	单标无法进口, 提供含该组分混标			
1912-24-9	莠去津	P-005S	99.3%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥ 169
52918-63-5	溴氰菊酯	单标无法进口, 提供含该组分混标			
94-75-7	2, 4-滴	P-020S	97.5%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥ 169

789-02-6	O,P-滴滴涕	P-028S	95.3%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥309
50-29-3	P,P'-滴滴涕	P-029S	97.7%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥169
3424-82-6	O,P-滴滴伊	P-026S	99.8%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥309
72-54-8	P,P'-滴滴滴	P-025S	98.6%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥169
72-55-9	P,P'-滴滴伊	P-027S	99.9%__100 ug/mL in MeOH	1mL	¥169
100-41-4	乙苯	M-502-35-10X	98.8%__2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥197
1330-20-7	二甲苯	M-502-60-10X	2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥197
95-47-6	邻二甲苯	M-502-57	98.5%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
108-38-3	间二甲苯	M-502-58	99.2%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
106-42-3	对二甲苯	M-502-59	97.4%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
75-35-4	1,1-二氯乙烯	M-502-27	99%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
156-60-5	1,2-二氯乙烯 (反式)	M-502-29	98%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
156-59-2	1,2-二氯乙烯 (顺式)	M-502-28	97.7%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
95-50-1	1, 2-二氯苯	M-502-21-10X	99.8%__2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥197
106-46-7	1, 4-二氯苯	M-502-23-10X	99.9%__2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥197
79-01-6	三氯乙烯	M-502-51	Tech Mix__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
108-70-3	1,3,5-三氯苯	AS-E0176	100%__5.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥450
120-82-1	1,2,4-三氯苯	M-502-48	99.3%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
87-61-6	1,2,3-三氯苯	M-502-47	99.9%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
87-68-3	六氯丁二烯	M-502-36	98%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
79-06-1	丙烯酰胺	M-8032	94.4%__1.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
127-18-4	四氯乙烯	M-502-45	99.4%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
108-88-3	甲苯	单标无法进口, 提供含该组分混标			
117-81-7	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	ALR-097S	99.6%__100 µg/mL in MeOH	1mL	¥169
106-89-8	环氧氯丙烷	AS-E0258	100%__5.0 mg/mL in Acetonitrile	1mL	¥450
71-43-2	苯	M-502-01	99.9%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
100-42-5	苯乙烯	M-502-42	99.7%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥141
50-32-8	苯并(a)芘	Z-013-05	98.1%__0.2 mg/mL in CH ₂ Cl ₂	1mL	¥211

75-01-4	氯乙烯	M-502-56	99%__0.2 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 141
108-90-7	氯苯	M-502-11-10X	99.9%__2.0 mg/mL in MeOH	1mL	¥ 197
101043-37-2	微囊藻毒素-LR	纯品			

温馨提示：每种标液均有不同浓度、溶剂及规格，更多产品欢迎致电400-666-7788垂询！
针对无法进口标样，百灵威提供代订国产标样服务。以上价格均为目录价格，仅供参考，具体价格请致电百灵威客服中心垂询！



美国权威认证项目 NVLAP
(National Voluntary Laboratory Accreditation Program)



AccuStandard 作为对照物质供应商，
已通过 ISO9001 认证。