

一、机台名称:瘦肉精快速检测仪

二、型号: CSY-E96SR

三、仪器简介:

采用固相酶联免疫吸附 **ELISA** 的原理,即酶联免疫法;可定量快速检测克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇;瘦肉精快速检测仪广泛应用于养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫单位使用。

四、技术参数:

☆波长范围:300nm-1000nm

☆波长准确度:±2nm

☆吸光度范围: 0.000~4.000ABS

☆分辨率 :0.001Abs

☆稳定性 : ±0.001A/hr

☆透射比重复性: ≤0.5%T

☆光源 : 进口 LED

☆样品池 : 微孔板

★96 通道设计, 9 通道光路系统, 其中 8 路光源用于 96 孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源, 作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。

★准确性高: 采用进口特制 LED 光源, 具有良好的波长准确度和重复性, 全面提高检测结果的准确性。

★自动化程度高: 仪器自动诊断系统故障、波长校准: 自动校准

★仪器使用寿命长: 采用 LED 光源, 自动开关节能设计, 非连续工作模式。使用寿命可达 10 年



★仪器自动硬盘存储测量数据。内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称、含量、是否合格、检测日期、检测单位。更能体现检测结果的权威性，并利于公示

★ 内置以太网卡接口，可实现无线传输数据，无线上网，收发邮件等

★windows 电脑操作程序，彩色液晶触摸屏操作，操作简捷方便

★内置振荡功能，可根据需要编辑振荡形式，促使终止液充分混匀，保证结果的可靠性。

★具有查询、打印、汇总、报表等功能，可直接输出检测结果，软件终身免费升级

★配备 RS-232 接口和 USB 口，可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件，可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。

运输保证:优质 EPE 珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。

产品名称	价格（元）	货期
CSY-E96SR 瘦肉 精快速检测仪	36000	3 个工作日内

公司名称：深圳市芬析仪器制造有限公司

公司地址：深圳市龙华新区观澜河东工业区荣倡工业园 3 栋 1-5 层

联系电话：0755-36617269 13380366873

公司网站：<http://www.csy17.com>