

利用超刚磨球产生的机械力，将植物样本研磨粉碎并破坏细胞外膜，广泛用于高通量植物 DNA 提取。



一分钟
处理样品
可高达

2304 ↑



产品特点

Product features

1. 产品质量 **稳定可靠**，可在恶劣环境不间断工作。
2. 处理 **通量高**，一次可处理多达 24 个微孔板或 18 个离心管架，最高可处理样品重量为 30 千克。
3. 电子定时器 0-99 分钟，可 **自由调节** 适应合适研磨时间。
4. 最小夹持 **高度 3 厘米**，最少可处理一个微孔板或一个离心管架。
5. **振动频率恒定**，工作频率 669Hz-715Hz。
6. 灵活的变速系统，**安全** 的防护系统及急停系统，使用无忧。