

关于凡士林滴点与润滑脂滴点测定方法区别及如何选择

针对近期不少药检机构、药厂用户、高校等单位询问我司 2020 年药典凡士林滴点试验器（HSY-0678 凡士林滴点试验器），今天关于凡士林滴点与润滑脂滴点测定标准方法的区别说明如下：

1、润滑脂滴点和凡士林滴点测试方法及相应国标完全不同。润滑脂滴点采用的国标是 GB/T4929-1985，润滑脂宽温滴点采用的国标是 GB/T3498-2008，而凡士林滴点测试采用三大标准是 2020 年新药典、SH/T0678-1999、GB1790-2012。

2、凡士林滴点试验器（也称滴点计）与润滑脂滴点试验器不同之处有：

- A. 试管大小和温度计量程不同；
- B. 金属脂杯尺寸大小不同；
- C. 制样方法和样品用量也不同。
- D. 凡士林温度计和金属脂杯采用金属套连接。

以上关键四点也决定了凡士林滴点测定的准确性，敬请广大用户正确选型及使用仪器测试凡士林滴点。

用户选择购买厂家仪器时也可以询问供货商以下三个问题，便于自身选择合适的仪器，防止个别不法商家采用润滑脂滴点仪器来替代供货：

- 1、 仪器是否完全符合凡士林滴点测试三大标准？
- 2、 彩页图片与实物一致吗？请提供仪器实物图。
- 3、 主机关键配件实物及尺寸是否都完全符合 2020 年药典规定。

上海颀高 2020 年新款 HSY-0678 凡士林滴点试验器欢迎您的选择，现货库存，原厂直销！